

- Brust-Komplettset für Sie, Vakuumtherapie



Artikelname: - Brust-Komplettset für Sie, Vakuumtherapie

Hersteller: -

Artikelnummer: 79231

Brust-Komplettset: Mit zwei Brustsaugschalen aus Polypropylen, weich/elastisch, 2 Silikonmanschetten, Brustwarzensauger, Druckregulierer und robuster, langlebiger Elektropumpe - Saugleistung konstant ca. 400 mbar. Verfügbar in vier Größen: Cup A - 110 x 80 mm (D x H) Cup B - 110 x 110 mm (D x H) Cup C - 135 x 130 mm (D x H) Cup D - 160 x 130 mm (D x H) Infos zur Vakuumtherapie der Brust: Durch die sanfte Vakuum-Therapie der Brust, mit ihrer Sog-Pump Wirkung, wird das Brustgewebe besonders gut durchblutet. Der enorme Blutfluss entgiftet und transportiert vermehrt Nährstoffe und Sauerstoff in die Brust. Das Brustgewebe wird straffer und praller, Hohlwarzen entwickeln sich nach aussen. bei regelmäßiger Anwendung ist sogar eine Brustvergrößerung bis zu einer Kubikzentimeter möglich. Zur Auswahl der richtigen Cup-Größe: Die Größe der Saugschale muss zum Grundvolumen der Brust passen, d.h. max. 25% des Busens soll die Saugschale bereits ohne Unterdrückeinwirkung ausfüllen, um ausreichend Wirkvolumen verfügbar zu haben, wenn mit dem Vakuum begonnen wird. Die Brustwarze muss bei max. Vakuum noch Platz in der Saugschale haben, ohne an die Innenwand zu stoßen. Dies vermindert ansonsten die Wirkleistung in Teilbereichen. Tipps zur Anwendung der Brustsaugschale: 1. Um sich mit dem Vakuum vertraut zu machen zuerst die Saugschale mit angeschlossener Vakuumpumpe auf eine breitflächige Kissenoberfläche aufsetzen. Sie werden dann sofort feststellen, dass Sie problemlos den Unterdruck erzeugen können. 2. Im Vergleich zu breitflächigen Kissen gibt es im Brustbereich unterschiedliche Proportionen der Brust oder auch mehr/weniger (Fett) Polster um die Brust selbst. Um hier eine optimale Abdichtung zu erzielen, die Saugschale vor dem Anlegen etwas zusammendrücken (sie ist biegsam). In dieser ähnlichen Form dann auf die Brust aufsetzen, der Brustform anpassen und den Unterdruck erzeugen (dabei die Schale fest auf die Brust drücken). 3. Sie spüren jetzt den Unterdruck und sehen, wie sich Ihre Brust in der Schale nach vorne ausdehnt. 4. Verstärken und reduzieren Sie nun während der Anwendung abwechselnd die Saugwirkung (mittels Öffnen und Schließen der Verschlusskappe des Druckregulierers). Wenn stärker gesaugt wird, wird das Blut in die Brust transportiert, lässt die Saugwirkung nach, fließt das Blut wieder zurück. 5. Trainieren Sie so circa 30 Minuten lang. Lassen Sie den Unterdruck je nach Gefühl einige Zeit stehen, dann lassen Sie Druck nach, pumpen erneut, lassen Sie wieder nach usw. - dies ebenfalls einige Minuten lang. Zwischendurch nehmen Sie die Saugschale ab und massieren leicht Ihre Brust unter Hinzunahme eines Hautöls. 6. Durch den mittels Vakuum hervorgerufenen starken Blutfluss in die Brust entsteht eine damit verbundene Kapillaredehnung, wobei auch über die Lymph- und Schweißdrüsen vermehrt Abfallprodukte auf natürlichem Wege ausgeschieden werden. (Infos entnommen aus dem Buch "Die Vakuum-Erektionspumpe", mit freundlicher Genehmigung von W. Kannengiesser)

Preis: 205.07EUR

Options available for - Brust-Komplettset für Sie, Vakuumtherapie :

Größe

Cup-A,

Vakuum Therapie > - Brust-Komplettset für Sie, Vakuumtherapie

- Brust-Komplettset für Sie, Vakuumtherapie

Cup-D, Cup-B, Cup-C.

Dieser Artikel wurde aufgenommen am: Montag, 13. November 2006

medtech3000