

> Darmspülsystem Colon - Set groß

Darmspülsystem Colon - Set groß



Artikelname: Darmspülsystem Colon - Set groß

Hersteller: -

Artikelnummer: 10943

Spülsystem mit Spektulum/groß, Klistierbeutel 3 Liter mit Handpumpe und Schläuchen. Eignet sich optimal um den Darm zu spülen, da der Zulauf und Ablauf über 2 getrennte Schläuche erfolgt. Über den Zulaufschlauch wird die Spülung eingebracht. Durch den dicken Ablaufschlauch kann die Spülung wieder entweichen. Das besondere an diesem Darmspülspektulum. Der Zulauf lässt sich nach hinten wegziehen und gibt somit das Ablaufrohr frei. Auf die gleiche Weise kann der Ablauf wieder blockiert werden. Problemlos in der Handhabung durch einfaches blockieren und freigeben des Ablaufes! Geliefert wird: • Klistierbeutel 3 Liter mit Softdarmrohr • Gebülse für Klistierbeutel • ein Darmspektulum- Durchmesser ca. 22 mm • Länge ca. 16cm, Nutzlänge ca. 13 cm • Zulaufschlauch ca. 150 cm • Ablaufschlauch ca. 150 cm

Preis: 43.90EUR

Dieser Artikel wurde aufgenommen am: Dienstag, 18. April 2006