

> Nierenschale aus Pappe 20 Stück

Nierenschale aus Pappe 20 Stück



Artikelname: Nierenschale aus Pappe 20 Stück

Hersteller: -

Artikelnummer: 86102

Einmalnierenschalen, in hochwertiger Qualität Die Nierenschale ist undurchlässig für 24 Stunden bei: • Wasser bis 80°C • Blut • Urin • NaCl 0,9 % • Essigsäure 5 % • Wasserstoffperoxid 3 % • Chlorhexidin 0,2 % für 8 Stunden: • Magensaft • Alkohol bis 25 % • Salzsäure 0,1 N für 30 Minuten: • Jodosan 1 % nicht widerstandsfähig gegen: Fette und Öle
Material: • rückstandslos und daher biologisch abbaubar • aus 100 % Altpapier • kompostierbar Optimal für den Gebrauch bei Patienten mit Keimresistenz. 20 Stück

Preis: 2.90EUR

Dieser Artikel wurde aufgenommen am: Montag, 25. August 2008