

> Super Safetyclear/ Endotrachealtubus/ Tubus mit Cuff

Super Safetyclear/ Endotrachealtubus/ Tubus mit Cuff



Artikelname: Super Safetyclear/ Endotrachealtubus/ Tubus mit Cuff

Hersteller: -

Artikelnummer: 112480

- glasklarer Trachealtubus aus PVC mit Niederdruck-Cuff
- mit halbaufgeschobenen Konnektor
- Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzenansätze
- schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe
- eingezogene atraumatische Spitze
- nasal/ orale Verwendbarkeit
- durchgehende Röntgenlinie
- blauer Cuff-Kontrollballon
- graduiert
- latexfrei
- einzeln, steril verpackter
- ltlich in den Größen: Bestellgröße I.D. (mm) Länge (mm)

6,0	2906,5	6,5	3007,0	7,0	3207,5
7,5	3308,0	8,0	3408,5	8,5	

345 nicht angegebene Größen auf Anfrage erhältlich* ohne Konnektor

Preis: 7.81EUR

Options available for Super Safetyclear/ Endotrachealtubus/ Tubus mit Cuff :

Größe

5,5, 5,0, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,5, 8,0.

Dieser Artikel wurde aufgenommen am: Mittwoch, 11. März 2009